

Dentallot nach EN ISO 9333

Typ: ■ Keramiklot – Hartlot – PD/ CU frei

Farbe: ■ gelb

Indikationen: ■ Vor dem Brand Lot

Zusammensetzung: ■ Au 79,0 Pt 3,0 Ir 0,1 Ag 16,6 Zn 1,3
(Massenanteile %)

Technische Daten: ■
Arbeitstemperatur in °C ■ 1050
Schmelzintervall in °C ■ 980 - 1050

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.

Stand April 2016

