

## Dentallot nach EN ISO 9333

**Typ:** ■ Keramiklot – Hartlot**Farbe:** ■ weiß**Indikationen:** ■ Vor dem Brand Lot  
Verbindungslot Gusslegierung**Zusammensetzung:** ■ Au 70,4 Pd 9,7 Ag 17,5 In 1,0 Zn 1,0 Cu 0,4  
(Massenanteile %)**Technische Daten:** ■  
Arbeitstemperatur in °C ■ 1140  
Schmelzintervall in °C ■ 1030 - 1140

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.

Stand April 2016



**cecom-evis** ■ Telefon Reichelsheim: 06164 – 501080  
Dental-Edelmetalle GmbH & Co. KG ■ Telefon Knittlingen: 07043 – 8077  
Bahnhofstraße 10 ■ Telefax: 06164 – 5010820  
64385 Reichelsheim ■ kostenfreie Rufnummer: 0800 – 2326633  
[www.cecom-evis.de](http://www.cecom-evis.de) ■ [info@cecom-evis.de](mailto:info@cecom-evis.de)