

cecom-evis - Lote - Gesamtübersicht

CE 0123

Lote Dentallote nach EN ISO 9333 - Hartlote


Art.-Nr.	cecom	ORBA	EVIS	Farbe	Arbeitstemperatur °C	Schmelzintervall °C	Au	Pt	Ir	Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Fe	Mn	Ni	Einsatzbereich	Bemerkungen
100.801	cecom L1	ORBA_Lot 1	Elgodent-Lot 1060	gelb	1070	980-1070	80,0	0,4		6,0	8,5	3,2		1,9					Keramiklot	
100.802	cecom L2	ORBA_Lot 2	Elgo-Lot II	gelb	800	760-800	72,0	1,9		1,0	8,6	7,1		9,4					Universallot	
100.803	cecom L3	ORBA_Lot 10	Elgodent-Lot PF 1040	gelb	1050	980-1050	79,0	3,0	0,1		16,6			1,3					Keramiklot	PD/CU-FREI
100.804	cecom L4	ORBA_Lot 4	SGL-Lot 930	weiß	930	880-930	79,8							4,4				15,8	Stahlgoldlot	⚠
100.805	cecom L5		Elgodent-Lot 1120	weiß	1140	1030-1140	70,4			9,7	17,5	0,4		1,0	1,0				Keramiklot	
100.806	cecom L6	ORBA_Lot 3	Elgo-Lot III	gelb	750	710-760	73,2	1,8			10,6	3,0		11,4					Universallot	PD-FREI
100.807	cecom L7		Elgo-Lot I	gelb	850	810-860	72,0	2,0		0,9	10,5	9,2		5,4					Universallot	
100.808	cecom L8	ORBA_Lot 7	Elgo-Lot PF 880	gelb	880	840-890	76,0	2,9	0,1		10,0	6,0		5,0					Keramiklot	PD-FREI
100.809	cecom L9			hellgelb	710	670-720	50,0			1,0	27,5	5,1		14,0	2,3	0,1			Universallot	
100.810	cecom L10	ORBA_Lot 9	Elgo-Lot PF 800	gelb	780	690-800	70,5	1,4	0,1		6,5	13,0		3,0	5,5				Universallot	PD-FREI
100.811	cecom L11	ORBA_Lot 1a	Elgodent-Lot 1060	weiß	1060	950-1060	71,9		0,1	12,0	5,0	8,0		2,0	1,0				Keramiklot	
100.812	cecom L12	ORBA_Lot 8	Elgo-Lot PF 700	gelb	700	650-710	72,5	0,45	0,05		10,0	3,0		12,0	2,0				Universallot	PD-FREI
100.813	cecom L13			gelb	1060	990-1070	72,0			7,6	16,0	1,6		2,8					Keramiklot	
100.814	cecom L14		SGL-Lot 750	blaugelb	770	670-770	42,0		0,1	3,0	24,4	16,5		4,0	7,0		3,0		Stahlgoldlot	
100.815	cecom L15			gelb	950	840-950	80,0	0,45	0,05		15,5			4,0					Keramiklot	PD/CU-FREI
100.816	cecom L16		Elgo-Lot CPF 920	gelb	920	800-930	78,3	0,45	0,05		16,2			5,0					Keramiklot	PD/CU-FREI
			SGL Lot 940	weiß	960	900-970				30,0	46,0	24,0							Stahlgoldlot	

cecom-evis



Dental GmbH & Co. KG
 Bahnhofstraße 10 · 64385 Reichelsheim
 Telefon Reichelsheim: 06164 - 501080
 Telefax: 06164 5010820
 kostenfrei Rufnummer: 0800 2326633
 Mail: info@cecom-evis.de · www.cecom-evis.de

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.

 Dieses Produkt enthält Nickel.

Laserdrähte sind in der gleichen Zusammensetzung wie die entsprechenden Legierungen lieferbar.
 Verpackungseinheiten Lote und Laserdrähte: 5gr.

Lote - Gesamtübersicht

Änderungsdatum: Dezember 2013

