

**cecom-evis****CE0123****Dentallot** nach EN ISO 9333**Typ:** ■ Keramiklot – Hartlot – PD/ CU frei**Farbe:** ■ gelb**Indikationen:** ■ Vor dem Brand Lot**Zusammensetzung:** ■ Au 79,0 Pt 3,0 Ir 0,1 Ag 16,6 Zn 1,3  
(Massenanteile %)**Technische Daten:** ■  
Arbeitstemperatur in °C ■ 1050  
Schmelzintervall in °C ■ 980 - 1050

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.

Stand April 2016



**cecom-evis**  
Dental-Edelmetalle GmbH & Co. KG  
Bahnhofstraße 10  
64385 Reichelsheim  
[www.cecom-evis.de](http://www.cecom-evis.de)

■ Telefon Reichelsheim: 06164 – 501080  
■ Telefon Knittlingen: 07043 – 8077  
■ Telefax: 06164 – 5010820  
■ kostenfreie Rufnummer: 0800 – 2326633  
■ [info@cecom-evis.de](mailto:info@cecom-evis.de)