

Dentallot nach EN ISO 9333**Typ:** ■ Keramiklot – Hartlot**Farbe:** ■ weiß**Indikationen:** ■ Vor Brand Lot**Zusammensetzung:** ■ Au 71,9 Pd 12,0 Ir 0,1 Ag 5,0 Cu 8,0
(Massenanteile %) ■ In 1,0 Zn 2,0**Technische Daten:** ■

Arbeitstemperatur in °C ■ 1060

Schmelzintervall in °C ■ 950 -1060

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.

Stand April 2016

**cecom-evis**

Dental-Edelmetalle GmbH & Co. KG

Bahnhofstraße 10

64385 Reichelsheim

www.cecom-evis.de

■ Telefon Reichelsheim: 06164 – 501080

■ Telefon Knittlingen: 07043 – 8077

■ Telefax: 06164 – 5010820

■ kostenfreie Rufnummer: 0800 – 2326633

■ info@cecom-evis.de