

Dentallot nach EN ISO 9333

Typ: ■ Keramiklot – Hartlot
Farbe: ■ gelb

Indikationen: ■ Vor Brand Lot konventionell

Zusammensetzung: ■ Au 72,0 Pd 7,6 Ag 16,0 Cu 1,6 Zn 2,8
(Massenanteile %)

Technische Daten: ■
Arbeitstemperatur in °C ■ 1060
Schmelzintervall in °C ■ 990 -1070

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.

Stand April 2016

