

Dentallot nach EN ISO 9333**Typ:** ■ Keramiklot – Hartlot**Farbe:** ■ weiß**Indikationen:** ■ Vor dem Brand Lot,
Verbindungslot Gusslegierung**Zusammensetzung:** ■ Au 70,4 Pd 9,7 Ag 17,5 In 1,0 Zn 1,0 Cu 0,4
(Massenanteile %)**Technische Daten:** ■
Arbeitstemperatur in °C ■ 1140
Schmelzintervall in °C ■ 1030 - 1140

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.

Stand April 2016



cecom-evis ■ Telefon Reichelsheim: 06164 – 501080
Dental-Edelmetalle GmbH & Co. KG ■ Telefon Knittlingen: 07043 – 8077
Bahnhofstraße 10 ■ Telefax: 06164 – 5010820
64385 Reichelsheim ■ kostenfreie Rufnummer: 0800 – 2326633
www.cecom-evis.de ■ info@cecom-evis.de